

BAÑO DE AGUA PARA ESPECÍMENES DE MORTERO DE PIE



SKU: N / A | **Categorías:** [Almacenamiento de Humedad en Prismas de Mortero](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Baño de Agua para Especímenes de Mortero de Pie

Descripción del producto:

- Baño de agua para especímenes de mortero de pie.
- EN 196-1
- Que consiste en:
 - Marco de acero inoxidable con 2 tanques de acero inoxidable
 - Capacidad de almacenamiento en húmedo para 160 especímenes.
 - Rejilla de acero inoxidable para fijar las muestras.
 - Sistema de calentamiento por termostato (sin dispositivo de enfriamiento)
- Oscuro. (wxdxh) = 1000 x 750 x 1500 mm
- 400 V / 50 Hz con un enchufe CEE de 16 A

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO