

BAÑO DE MARÍA DE BAJO COSTO -H-1380.4F



SKU: H-1380.4F | **Categorías:** [Asfalto](#), [Baños de Agua](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Probadores Marshall](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El baño de agua es un equipo alternativo de bajo costo para muestras de calentamiento. Contiene ocho moldes de estabilidad estándar de 4".

Estante de soporte por encima de la parte inferior permite la circulación de agua alrededor de las muestras.

Control termostático automático con un rango de 150 ° a 500 ° F (65 ° a 160 ° C). ID 11-1 / 2 x19-1 / 2 x 5-1 / 2" (293 x 497 x 140 mm) de profundidad. H-1380.4F usa el transformador reductor incluido para la conversión eléctrica.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO