

## BAÑO DE REACCIÓN DE AGITACIÓN A TEMPERATURA ULTRABAJA -40°C~RT BELL-BANREAGITEMUB-40



La bomba de circulación de refrigerante criogénico se puede combinar con varios instrumentos (evaporador rotativo, tanque de fermentación, hervidor de reacción química, equipo de liofilización, hervidor de reacción farmacéutica biológica, etc.)

Serie BELL-BANREAGITEMUB Baño de Reacción de Agitación a Ultra Baja Temperatura

Material del sistema de circulación de alta calidad

Acero inoxidable 304 y material de polímero anticorrosión

Antiherrumbre, anticorrosión, evita la contaminación del líquido frío

**SKU:** B-01-29-0211-0204 | **Categorías:** [Rotavapor](#) / [Evaporador Giratorio](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Bell-BanReAgiTemUB-10	Bell-BanReAgiTemUB-20	Bell-BanReAgiTemUB-30	Bell-BanReAgiTemUB-40
Código SKU	B-01-29-0211-0201	B-01-29-0211-0202	B-01-29-0211-0203	B-01-29-0211-0204
Volumen de almacenamiento			5L	
Rango de baja temperatura	-10°C~RT	-20°C~RT	-30°C~RT	-40°C~RT
Estabilidad de temperatura			±2°C	
Capacidad frigorífica	280 ~ 620W	172 ~ 2228W	320 ~ 1150W	10 ~ 1300w
Potencia nominal	420W	635W		954W
Voltaje/frecuencia nominal			220V 50HZ	
Corriente Max.Input	2.1A	2.9A		4.3A
Fluir			20L/min	
Levantar			4 ~ 6m	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO