

BAÑO TERMOSTÁTICO SERIES EAGLE



SKU: N / A | Categorías: [Baño Termostático](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"][/tabbed_section][vc_column_text]

Código Del
Producto

Modelo

Código

Código Del Producto	Modelo	Código
	Baño EAGLE 150	B150
	Baño EAGLE 150-B9 • Tanque de 9L	B150B9
	Baño EAGLE 150-B9S • Tanque de 9L • (Incluye soporte para dos vasos)	B150B9S
	Baño EAGLE 150-B12 • Tanque de 12L	B150B12
	Baño EAGLE 150-B12S • Tanque de 12L • (Incluye soporte para dos vasos)	B150B12S
	Baño EAGLE 150-B20 • Tanque de 20L	B150B20

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[B150](#), [B150B12](#), [B150B12S](#), [B150B20](#), [B150B9](#), [B150B9S](#)

COTECNO