

## BAÑO TERMOSTÁTICO SERIES EAGLE



SKU: N / A | Categorías: [Baño Termostático](#) |

## VARIACIONES

| Imagen   | SKU      | Descripción | SKU / Modelo |
|--|----------|-------------|--------------|
|    | B150B20  |             | B150B20      |
|   | B150B12S |             | B150B12S     |
|  | B150B12  |             | B150B12      |
|  | B150B9S  |             | B150B9S      |
|  | B150B9   |             | B150B9       |

| Imagen   | SKU  | Descripción | SKU / Modelo |
|--|------|-------------|--------------|
|  | B150 | B150        |              |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Descripción](#)

### Características:

- Mayor precisión 0,3°C
- Nuevo diseño
- Fácil de usar
- Hasta 150 °C

Diseñado para adaptarse perfectamente a todos los viscosímetros y accesorios FUNGILAB.

Para trabajar con o sin camisa de circulación y con dos soportes opcionales para cubetas de 600 ml.

### Especificaciones

Temperatura de trabajo: + 5°C ... 150°C

Estabilidad de la temperatura: +/- 0.03K

Selección de temperatura: Digital

Indicación de temperatura: 13 mm. 4 Dígitos LED

Resolución: 0.1°C

Control de temperatura: PID

Potencia del calentador a 230V: 2,0 kw

Potencia del calentador a 115V: 1,0 kw

Capacidad de la bomba: Presión: 0,3 bar Caudal: 14 l / min.

Dimensiones totales (AxLxH) 13 x 16 x 33 cm

Peso: 4,1 kg

Clasificación según DIN 12876-1: Clase III

Protección en conformidad con: EN 60 529 IP 21

Seguridad de conformidad con: IEC 61010-2-010

Protección contra exceso de temperatura: ajustable 0 ... 160°C

Protección de nuevo nivel de líquido bajo: boya de nivel de agua.

Alarma: óptica y acústica

Conexión de alimentación principal: 190 - 230V. 50/60 Hz

Código Del  
Producto

Modelo

Código

|  |  |          |
|--|--|----------|
|  | Baño EAGLE 150   | B150     |
|  | Baño EAGLE 150-B9 • Tanque de 9L                                       | B150B9   |
|  | Baño EAGLE 150-B9S • Tanque de 9L • (Incluye soporte para dos vasos)   | B150B9S  |
|  | Baño EAGLE 150-B12 • Tanque de 12L                                     | B150B12  |
|  | Baño EAGLE 150-B12S • Tanque de 12L • (Incluye soporte para dos vasos) | B150B12S |
|  | Baño EAGLE 150-B20 • Tanque de 20L                                     | B150B20  |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO