

## BAÑO TERMOSTÁTICO THERMOVISC 200



SKU: N / A | Categorías: [Baños Calefactores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][tabbed\_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab\_color="Accent-Color"][/tabbed\_section][vc\_column\_text]

Modelo	Código Del Producto	Rango de control de temperatura °C	Estabilidad °C	Presión de la bomba / flujo H2O	Poder W	Capacidad (l)	Soporte especial para vasos de precipitados
Thermovisc200B12	B200B12	Amb.+5 to 200 Ext. enfriamiento desde -20 hasta 200	± 0.05 hasta 100°C ± 0.1 hasta 200°C	150 mbar 12l/min.	2060	12	No
Thermovisc200B12S	B200B12S	Amb.+5 to 200 Ext. enfriamiento desde -20 hasta 200	± 0.05 hasta 100°C ± 0.1 hasta 200°C	150 mbar 12l/min.	2060	12	Sí
Thermovisc100B20	B100B20	Amb.+5 to 200 Ext. enfriamiento desde -20 hasta 200	± 0.05	150 mbar 12l/min.	1060	20	No
Thermovisc200B20	B200B20	Amb.+5 to 200Ext. enfriamiento desde -20 hasta 200	± 0.05 hasta 100°C ± 0.1 hasta 200°C	150 mbar 12l/min.	2060	20	No

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**SKU / Modelo**

[B100B20](#), [B200B12](#), [B200B12S](#), [B200B20](#), [VL300001](#)

COTECNO