

BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL DE FRECUENCIA ÚNICA (1.3L)



Características

- Cesta y tapa estándar
- Visualización de tiempo y temperatura en tiempo real
- Controlado por microprocesador y es programable
- Pantalla digital, fácil operación de tiempo y temperatura.
- Protección contra bajo nivel de agua
- Fuente de alimentación: AC220v \pm 10%, 50 / 60Hz; 110 V \pm 10%, 60 Hz

SKU: BellImpUltDig1F-08A | **Categorías:** [Baño ultrasónico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad (L)	Frecuencia ultrasónica (KHz)	Intervalo de tiempo (min)	Temperatura de calefacción (°C)	Potencia ultrasónica (W)	Potencia de calentamiento (W)	Tamaño del tanque (L/W/H (mm))	Tamaño externo (L*W*H(mm))
BellImpUltDig1F-08A	1.3	40	1~99	20~80	60	50	150*140*65	180*170*140

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO