

BARRA DE REVOLVER LISO RECUBIERTO DE PTFE



SKU: N / A | Categorías: [Equipo Analítico](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Dimensiones (mm)
	B-01-21-21-000101		6*20
	B-01-21-21-000102		6*30
	B-01-21-21-000103		7*40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

Barra de revolver liso recubierto de ptfе

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	Modelo	Dimensiones (mm)
B-01-21-21-000101	BellBarraPEZbig6x20	6*20mm
B-01-21-21-000102	BellBarraPEZbig6x30	6*30mm
B-01-21-21-000103	BellBarraPEZbig7x40	7*40mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO