

## BARRENAS DE GUBIA GÖTTINGER



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Perforación y Muestreo de Suelos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **Barrenas de Gubia Göttinger** información del producto:

Los barrenos de gubia Göttinger se han desarrollado para tomar muestras de suelo de hasta 90 cm de profundidad y están diseñados principalmente para la extracción de muestras de suelo con pruebas de N-min.

El muestreo se realiza a mano sin el uso de herramientas como martillos o ganchos.

La ranura de perforación está fabricada en acero especialmente endurecido adaptado a la carga fuerte, de modo que sea lo más delgado posible y al mismo tiempo robusto y elástico.

El sofisticado perfil fresado de la ranura del taladro y el sistema de tres taladros de diámetro reducido minimizan la fuerza de fricción para presionar y sacar del suelo.

Esto permite el muestreo utilizando menos fuerza en comparación con el equipo de muestreo convencional.

El juego de barrena de gubia Göttinger consta de tres barras de perforación (0-30 cm, 30-60 cm y 60-90 cm).

Detalles de pedido:

Art.-Nr.: 232310 Conjunto de barrenas de gubia Göttinger, compuesto por:

1 barrena de gubia para cada uno de los tres depósitos de muestreo (0-30 cm), (30-60 cm) y (60-90 cm). Descargas:

 [UGT Produktkatalog](#)

 [UGT Product Catalog](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO