

## **BÁSCULA DE PRUEBA DE CAMPO DEFENDER 3000, CAPACIDAD DE 68 KG/150 LB, LEGIBILIDAD DE 0,02 KG/0,05 LB - HB-4778A**



### **Báscula de prueba de campo Defender 3000, capacidad de 68 kg/150 lb, legibilidad de 0,02 kg/0,05 lb**

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM C29](#), [ASTMC1348](#), [AASHTO T 19](#), [AASHTOT 12](#)

La báscula de prueba de campo Defender 3000 es perfecta para aplicaciones de prueba, así como para el laboratorio. Es perfecto para los estándares de prueba de agregados: ASTM C29 y C1348, AASHTO T 19 y T 12. Proporciona una capacidad de 150 lb con una legibilidad de 0,05 lb y su base de acero con recubrimiento en polvo proporciona una superficie duradera para el pesaje. La báscula de prueba de campo viene empaquetada en un estuche de plástico duradero con pestillos y asa de transporte, lo que garantiza la máxima portabilidad para su uso en cualquier lugar del trabajo sin limitarlo al laboratorio. La pantalla LCD retroiluminada permite una fácil lectura de los resultados, incluso en condiciones de poca luz. Se puede alimentar con (6) baterías de celda C durante un máximo de 150 horas y una batería recargable interna opcional disponible.

La báscula de prueba de campo Defender 3000 incluye un indicador ABS duradero con una pantalla LCD brillante. Esta pantalla ayuda tanto en condiciones de poca luz como de sol brillante. Su gran pantalla proporciona una altura de caracteres digitales de 1,8". Proporciona las siguientes unidades configurables: lb, kg, g, oz, lb: oz (lb y kg predeterminados) y proporciona una tecla de tara dedicada y una alerta de batería baja.

**SKU:** HB-4778A | **Categorías:** [Humboldt](#), [Básculas portátiles Adam ABK capacidad de 25 lb a 110 lb](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **HB-4778A**

Defender 3000 Báscula de prueba de campo, capacidad de 68 kg/150 lb, legibilidad de 0,02 kg/0,05 lb

### **Código del Producto**

HB-4778A

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Indicador - Peso (lb)

[150](#)

COTECNO