

**BÁSCULA PORTATIL ADAM CPWPLUS; CAPACIDAD DE 330 LB./150 KG | 220V |  
LEGIBILIDAD: .1LB / .05KG | REPETIBILIDAD: .1LB / .05KG -HB-4776.4F**



**SKU:** HB-4776.4F | **Categorías:** [Balanza ASTM de Capacidad de 140 lb a 700 lb](#), [Básculas portátiles Adam CPWplus](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Báscula portátil Adam CPWplus; Capacidad de 330 lb./150 kg | 220V | Legibilidad: .1lb / .05kg | Repetibilidad: .1lb / .05kg -HB-4776.4F**

La línea de básculas industriales CPWplus es una de nuestras básculas más populares para pruebas de materiales y uso general en el campo. Con una base de acero, un plato de pesaje de acero inoxidable, un indicador remoto flexible y un teclado a prueba de salpicaduras, el CPWplus puede manejar fácilmente aplicaciones complicadas difíciles. La interfaz RS232, el adaptador de CA y el soporte de montaje en pared lo convierten en una solución versátil para el laboratorio y el trabajo de campo. Utiliza 6 pilas AA. Maleta de transporte opcional (HB-4775C) disponible para facilitar la portabilidad.

- Gran pantalla LCD retroiluminada en un indicador remoto flexible
- Interfaz bidireccional RS232
- La función de retención congela la lectura
- Utiliza un adaptador de 9V (incluido) o seis pilas AA
- Base de acero, plato de pesaje inoxidable y teclado a prueba de salpicaduras
- Potencia: baterías AC / AA | Tamaño de la bandeja: 12 "cuadrados (300 mm cuadrados) | Peso de envío 11 lb. (5 kg)

### Accesorios



HB-4775C

Estuche rígido para balanza HB-4775

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO