

## BÁSCULA



### Características

- Para los analizadores de leche LACTOSCAN MCC, LACTOSCAN MCC W y LACTOSCAN MCC WS se pudieron conectar con la balanza de peso de hasta 150 kg, que se utilizarán para pesar la leche entregada antes de medir sus parámetros. Consiste en la función de báscula de pesaje y báscula de plataforma integrada en el analizador.
- Precisión de la medida:  $\pm 0,05$  kg.

**SKU:** LACTOSCAN-VEZNA-150KG | **Categorías:** [Accesorios](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO