

## BASE 4 X 6-3/4" Y VARILLA 5/16 X 18" (HIERRO FUNDIDO) -H-21200



**SKU:** H-21200 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Soportes de apoyo](#), [Trípodes y bases de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acabado negro recubierto de polvo, base de hierro fundido con varilla de acero chapado. Base de 4 x 6-3 / 4 "(102 x 172 mm), varilla de 5/16 x 18" (H-21340)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO