

BASE 5 X 8" Y VARILLA 3/8 X 20" (HIERRO FUNDIDO) -H-21210



SKU: H-21210 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Soportes de apoyo](#), [Trípodes y bases de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con recubrimiento de polvo acabado Negro, base de hierro fundido con varilla de acero chapado. Base de 5 x 8 "(127 x 203 mm), varilla de 3/8 x 20" (H-21350)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO