

## BASE 6 X 11" Y VARILLA 1/2 X 36" (HIERRO FUNDIDO) -H-21230



**SKU:** H-21230 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Soportes de apoyo](#), [Trípodes y bases de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con recubrimiento de polvo acabado Negro, base de hierro fundido con varilla de acero chapado. Base de 6 x 11 "(152 x 279 mm), 1/2 x 36" (H-21370) Varilla

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO