

## BASE DE HIERRO FUNDIDO Y VARILLA, BLANCO -H-21120



**SKU:** H-21120 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Soportes de apoyo](#), [Trípodes y bases de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Base de hierro fundido recubierto de polvo con varilla de acero centrada en la parte posterior de la base. Blanco. Base de 7x13 "(178 x 330 mm), 1/2 x 24" (H-21360) Varilla

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO