

BASE DE HIERRO FUNDIDO Y VARILLA, NEGRO -H-21115



SKU: H-21115 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Soportes de apoyo](#), [Trípodes y bases de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Base de hierro fundido recubrimiento de polvo con varilla de acero centrada en la parte posterior de la base. Negro. Base de 7x13 "(178 x 330 mm), 1/2 x 24" (H-21360) Varilla

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO