

## BASE TRIANGULAR 3-1/4", VARILLA 5/16 X 18" -H-21300



**SKU:** H-21300 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Soportes de apoyo](#), [Trípodes y bases de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Base triangular recubierta de polvo con varilla de acero chapado. Base de 3-1 / 4 "(83 mm), varilla de 5/16 x 18" (H-21340)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO