

BASE TRIANGULAR 4", VARILLA 3/8 X 20" -H-21310



SKU: H-21310 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Soportes de apoyo](#), [Trípodes y bases de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Base triangular recubierta de polvo con varilla de acero chapado. Base de 4 "(102 mm), varilla de 3/8 x 20" (H-21350)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO