

BASE TRIANGULAR 6-1/2", VARILLA 1/2 X 36" -H-21330



SKU: H-21330 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Soportes de apoyo](#), [Trípodes y bases de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Base triangular recubierta de polvo con varilla de acero chapado. Base de 6-1 / 2 "(165 mm), 1/2 x 36" (H-21370) Varilla

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO