

BCPDC-210/H | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



SKU: BCPDC-210/H | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

No. de pistones	1
Tasa de flujo	21 LPM
Vacío máximo	660 mmHg/26"Hg
Presión máxima	5,62 bar/80 psi
RPM	2400
Corriente	5,5 amp/12v
Potencia del motor	40W
Peso	1,5Kg
Dimensiones máximas en mm	CxLxA (150x125x75)
Variaciones eléctricas	12/24VCC
Alta resistencia química	Opcional

- Rendimiento a nivel del mar

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO