

## VASO PRECIPITADO DE PLÁSTICO, CON GRADUACIONES EN EL MOLDE - 2000ML



**SKU:** B-01-21-0111-0005 | **Categorías:** [Vaso precipitado de plástico](#), [Insumos de Laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	Código Sku	Tamaño disponible (ml)	Material
BellVid-PBeakerCGEM-50	B-01-21-0111-0000 50		Polipropileno
BellVid-PBeakerCGEM-100	B-01-21-0111-0001 100		Polipropileno
BellVid-PBeakerCGEM-250	B-01-21-0111-0002 250		Polipropileno
BellVid-PBeakerCGEM-500	B-01-21-0111-0003 500		Polipropileno
BellVid-PBeakerCGEM-1000	B-01-21-0111-0004 1000		Polipropileno
BellVid-PBeakerCGEM-2000	B-01-21-0111-0005 2000		Polipropileno

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO