

VASO PRECIPITADO DE PLÁSTICO, CON GRADUACIONES EN EL MOLDE - 50ML



SKU: B-01-21-0111-0000 | **Categorías:** [Vaso precipitado de plástico](#), [Insumos de Laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| Modelo | Código Sku | Tamaño disponible (ml) | Material |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| BellVid-PBeakerCGEM-50 | B-01-21-0111-0000 50 | | Polipropileno |
| BellVid-PBeakerCGEM-100 | B-01-21-0111-0001 100 | | Polipropileno |
| BellVid-PBeakerCGEM-250 | B-01-21-0111-0002 250 | | Polipropileno |
| BellVid-PBeakerCGEM-500 | B-01-21-0111-0003 500 | | Polipropileno |
| BellVid-PBeakerCGEM-1000 | B-01-21-0111-0004 1000 | | Polipropileno |
| BellVid-PBeakerCGEM-2000 | B-01-21-0111-0005 2000 | | Polipropileno |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO