

AGITADOR ORBITAL DIGITAL



BellRotDig-280

SKU: N / A | Categorías: [Agitador Orbital](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



BellRotDig-230

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso Neto (kg)
	BellRotDig-230	3.9	
<p>BellRotDig-280</p>			
	BellRotDig-280	4.2	
<p>BellRotDig-280</p>			

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Ampliamente utilizado en pruebas VDRL, PRP y EIA.
- Operación estable y tranquila.
- El Agitador Orbital Digital BellRotDig-230/ BellRotDig-280 tiene una pantalla digital que puede mostrar el valor de velocidad actual y el tiempo restante.
- El temporizador digital se puede configurar de 0 a 99 horas y 59 segundos.
- Con velocidad variable, control por temporizador, funcionamiento continuo.
- Certificación de calidad: ISO 9001, ISO 13485.

Especificaciones Técnicas

	BellRotDig-230	BellRotDig-280
Modelo	BellRotDig-230	BellRotDig-280
SKU		Agotado
Dimensión de la plataforma	230x230 mm	280x280mm
Velocidad	20 ~ 240 rpm	
Tipo de timer	Modo continuo / Modo temporizado (temporizador digital de 99 horas y 59 minutos)	
Pantalla	Pantalla digital para el valor de velocidad actual y el tiempo restante	
Diámetro orbital	20 mm	
Capacidad de carga	2,0 kg a una velocidad de 20 ~ 150 rpm; 1,0 kg a una velocidad de 151 ~ 240 rpm	
Accesorios	1 Pieza de resorte	
Peso Neto (kg)	3.9 kg	4.2 kg
Peso Bruto (kg)	4.7 kg	5.0 kg
Diámetro total	W260xD295xH140mm	W280xD295xH140mm
Fuente de alimentación	CA 110V 50 / 60Hz (220V 50 / 60Hz disponible)	

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO