

BIO RS-24, MINI AGITADOR ROTATORIO



SKU: N / A | Categorías: [Agitador Orbital](#) | Etiquetas: [biosan](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El mini agitador giratorio **Bio RS-24** proporciona la rotación vertical de la plataforma. El agitador giratorio es un instrumento ideal para prevenir la coagulación de la sangre en tubos y para la realización de procedimientos de extracción de componentes biológicos.

El dispositivo es fácil de manipular y está diseñado como una solución de bajo coste.

El agitador giratorio se puede utilizar en cámaras frigoríficas o incubadoras, con una temperatura ambiente de +4°C a +40°C.

PRS: plataformas de series equipadas con abrazaderas de goma universales para fijación de tubos de diferentes tamaños.

PRSC: plataformas de series con abrazaderas metálicas capaces de sujetar soluciones pesadas (por ejemplo, tierra o arena).

ESPECIFICACIONES

Intervalo del control de velocidad	5-30 RPM
Movimiento de rotación vertical	superior, 360°
Ajuste de tiempo digital	1 min-24 horas / sin parada
Tiempo de funcionamiento máximo continuo	8 h
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	325×190×155 mm
Peso	1.4 kg
Corriente de entrada/consumo de energía	12 V, 110 mA/1.3 W
Fuente de alimentación externa	Entrada CA 100-240 V 50/60 Hz; Salida CC 12 V

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO