


## BLOQUE DE REACCIÓN DE ALUMINIO BE-BLOQREA-A250ML

FAITHFUL



Modelo: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml

Moq: 30 piezas por modelo

**SKU:** B-01-29-0006-0702 | **Categorías:** [Agitador Magnético](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Modelo: *50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml*
- Marca del producto: BELLTRONIC

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO