

BLOQUE DE REACCIÓN DE ALUMINIO BE-BLOQREA-A50ML

FAITHFUL



Modelo: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml

Moq: 30 piezas por modelo

SKU: B-01-29-0006-0700 | **Categorías:** [Agitador Magnético](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES

FATMPPL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Modelo: *50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml*
- Marca del producto: BELLTRONIC

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO