

BLOQUE DE VÁLVULA DE REPUESTO POLYFIX, 10 ML, CILINDRO DE VIDRIO ÁMBAR



SKU: PG-101 07938 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [ámbar](#), [bloque](#), [cilindro](#), [POLYFIX](#), [Repuesto](#), [válvula](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BLOQUE DE VÁLVULA DE REPUESTO POLYFIX, 10 ML, CILINDRO DE VIDRIO ÁMBAR

Descripción: Bloque de válvulas de repuesto.

Nombre del producto: POLYFIX

Volumen y graduación/tamaño: 10 ml.

Adecuado para: todos los líquidos que no afecten al PP.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Cilindro dosificador: cilindro de vidrio ámbar.

Procedimiento de dosificación: procedimiento de dosificación visible

Materiales: vidrio, PP, resorte metálico.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño 10

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO