

## BLOQUE DE VÁLVULA DE REPUESTO POLYFIX, 10 ML, CILINDRO DE VIDRIO ÁMBAR



**SKU:** PG-101 07938 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [ámbar](#), [bloque](#), [cilindro](#), [POLYFIX](#), [Repuesto](#), [válvula](#), [vidrio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### BLOQUE DE VÁLVULA DE REPUESTO POLYFIX, 10 ML, CILINDRO DE VIDRIO ÁMBAR

Descripción: Bloque de válvulas de repuesto.

Nombre del producto: POLYFIX

Volumen y graduación/tamaño: 10 ml.

Adecuado para: todos los líquidos que no afecten al PP.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Cilindro dosificador: cilindro de vidrio ámbar.

Procedimiento de dosificación: procedimiento de dosificación visible

Materiales: vidrio, PP, resorte metálico.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño 10

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO