

BLOQUE DE VÁLVULAS DE REPUESTO BASIC + DISOLVENTE 300 ML, CILINDRO DE VIDRIO



SKU: PG-101 00456 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [BASIC](#), [bloque](#), [cilindro](#), [DISOLVENTE](#), [Repuesto](#), [válvulas](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BLOQUE DE VÁLVULAS DE REPUESTO BASIC + DISOLVENTE 300 ML, CILINDRO DE VIDRIO

Descripción: Bloque de válvulas de repuesto.

Nombre del producto: BÁSICO + SOLVENTE

Volumen y graduación/tamaño: 300 ml.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Cilindro dosificador: cilindro de vidrio.

Procedimiento de dosificación: procedimiento de dosificación visible

Materiales: vidrio, PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 300

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO