

## BLOQUE DE VÁLVULAS DE REPUESTO, POLYFIX 50 ML, CILINDRO DE VIDRIO



**SKU:** PG-101 07548 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [bloque](#), [cilindro](#), [POLYFIX](#), [Repuesto](#), [válvulas](#), [vidrio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### BLOQUE DE VÁLVULAS DE REPUESTO, POLYFIX 50 ML, CILINDRO DE VIDRIO

Descripción: Bloque de válvulas de repuesto.

Nombre del producto: POLYFIX

Volumen y graduación/tamaño: 50 ml.

Adecuado para: todos los líquidos que no afecten al PP.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Cilindro dosificador: cilindro de vidrio.

Procedimiento de dosificación: procedimiento de dosificación visible

Materiales: vidrio, PP, resorte metálico.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 50

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO