

## BLOQUE DE VÁLVULAS DE REPUESTO SAFETY S 2 ML, CILINDRO DE VIDRIO



**SKU:** PG-101 00427S | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [bloque](#), [cilindro](#), [Repuesto](#), [SAFETY](#), [válvulas](#), [vidrio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### BLOQUE DE VÁLVULAS DE REPUESTO SAFETY S 2 ML, CILINDRO DE VIDRIO

Descripción: Bloque de válvulas de repuesto.

Nombre del producto: SEGURIDAD S

Volumen y graduación/tamaño: 2 ml.

Grifo de seguridad: con grifo de seguridad

Autoclavabilidad: no esterilizable en autoclave

Cilindro dosificador: cilindro de vidrio.

Procedimiento de dosificación: procedimiento de dosificación visible

Materiales: vidrio, PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 2

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO