

## BLOQUES DE PASOS CERTIFICADO



**SKU:** STDB1 | **Categorías:** [Accesorios de Medidor de Espesor](#), [Ensayos no destructivos](#), [Medidor de Espesor](#), [Propiedades de metales y cerámica de carbono](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características principales:

-Ideal para verificar la calibración y el funcionamiento de los medidores de espesor por ultrasonidos y son un componente importante para cumplir con los requisitos de control de calidad tanto internos como de ISO.

-Composición - Acero 1018 - disponible en unidades métricas e imperiales - unidades métricas: (pasos de 2,5, 5, 7,5, 10 y 12,5 mm) - unidades imperiales: (100, 200, 300, 400 y 500 mil pasos) - precisión métrica  $\pm 0.02$  mm- precisión imperial  $\pm 1$  mil

-Todos los bloques de pasos son suministrado con un certificado de calibración que muestra la trazabilidad a NIST / NPL.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO