

## BOLA DE CARBURO BRINELL - INNOVATEST UPI/2020



**SKU:** UPI/2020 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### UPI/2020

**BOLAS DE CARBURO 10.0MM - ø6.35mm**

### DETALLES

**Tamaño de la bola:** 10,0 mm

**Detalles de calibración:** Esta bola de indentación Brinell es tomada de un lote de bolas adheridas que cumplen con los requisitos de la norma norma DIN EN ISO 6506-2 y ASTM E10 Clase B (para esta evaluación de conformidad no se ha tenido en cuenta la incertidumbre de la medición ) y se calibrará y certificará para el diámetro, la dureza, la rugosidad (Ra) y la densidad.

**temperatura de calibración:**  $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$

**Humedad relativa:**  $< 70 \%$ hr

**Incertidumbre:** La incertidumbre expandida que se reporta se ha basado en la incertidumbre estándar de la medición multiplicada por un factor de cobertura k, de tal forma que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente al 95%. La incertidumbre estándar se ha determinado de acuerdo con la norma EA 04/2.

**trazabilidad:** Las mediciones se realizan utilizando estándares para los cuales la trazabilidad a los estándares (inter) nacionales ha sido demostrada con respecto al RvA.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[UPI/2020](#)

COTECNO