

BOLSA DE FILTRO DE MONOFILAMENTO (NMO-0001-P2-N)



SKU: NMO-0001-P2-N | **Categorías:** [Lenntech](#), [Recipientes LennBag](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Número de pieza: NMO-0001-P2-N

Especificaciones

Marca	LennBag
Tamaño de poro μ	1
Material	Nylon
Tamaño de la bolsa	2
Anillo / Brida	Sin anillo

Dimensiones / Pesos

Dimensiones de la bolsa	$\varnothing 178 \times 800$
Aplicación	Alimentos y bebidas, agua de proceso

- [Descargar hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO