

BOLSA DE FILTRO DE MONOFILAMENTO (NMO-0010-P1-E)



SKU: NMO-0010-P1-E | **Categorías:** [Lenntech](#), [Recipientes LennBag](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Número de pieza: NMO-0010-P1-E

Especificaciones

Marca	LennBag
Tamaño de poro μ	10
Material	Nylon
Tamaño de la bolsa	1
Anillo / Brida	Brida de poliéster
Dimensiones / Pesos	
Dimensiones de la bolsa	Ø178 x 432
Aplicación	Alimentos y bebidas, agua de proceso

- [Descargar hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO