

## BOLSA DE FILTRO DE MONOFILAMENTO (NMO-0075-P1-SS)



**SKU:** NMO-0075-P1-SS | **Categorías:** [Lenntech](#), [Recipientes LennBag](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Marca	LennBag
Medida del Poro $\mu$	75
Material	Nylon
Tamaño de la bolsa	1
Anillo / Brida	Collar a presión de acero inoxidable 304
<b>Dimensiones / Pesos</b>	
Dimensiones de la bolsa	$\varnothing 178 \times 432$
Aplicación	Alimentos y bebidas, agua de proceso,

- [Descargar hoja de datos](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO