

BOLSA DE FILTRO DE MONOFILAMENTO (NMO-0075-P1-T)



SKU: NMO-0075-P1-T | **Categorías:** [Lenntech](#), [Recipientes LennBag](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Marca	LennBag
Medida del Poro μ	75
Material	Nylon
Tamaño de la bolsa	1
Anillo / Brida	Anillo de PTFE, Collar a presión
Dimensiones / Pesos	
Dimensiones de la bolsa	$\varnothing 178 \times 432$
Aplicación	Alimentos y bebidas, agua de proceso,

- [Descargar hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO