

## BOLSA DE FILTRO DE MONOFILAMENTO (NMO-0100-P1-S)



**SKU:** NMO-0100-P1-S | **Categorías:** [Lenntech](#), [Recipientes LennBag](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][vc\_column\_text]

### Número de pieza: NMO-0100-P1-S

#### Especificaciones

Marca	LennBag
Tamaño de poro $\mu$	100
Material	Nylon
Tamaño de la bolsa	1
Anillo / Brida	Anillo de acero al carbono, Collar a presión

#### Dimensiones/pesos

Dimensiones de la bolsa	Ø178 x 432
Aplicación	Alimentos y bebidas, agua de proceso

- [Descargar hoja de datos](#)

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO