

## BOLSA PARA MUESTRAS, FORRADAS DE PLÁSTICO, 17 "X 32" -H-4209



**SKU:** H-4209 | **Categorías:** [Bolsas de muestra](#), [Bolsas y latas de muestra](#), [Ensayos ASTM/NCH, Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bolsas para muestras, revestidas de plástico, 17 "x 32" (432 x 813 mm)

Bolsas de muestra, forradas de plástico

Material resistente, bolsa de muestra forrada de plástico. La bolsa tiene un cierre de cordón y se puede usar para diversas aplicaciones que involucran suelos, agregados, arenas y materiales similares.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO