

BOLSAS DE CARCAJ GEODEVICE



Descripción Corta

- para electrodos 0,3 m
- para electrodos 0,5 m

SKU: GepoDevice-BolsaCarcaj | **Categorías:** [Goelectrica y electromagnetica](#) | **Etiquetas:** [Bolsas de Carcaj](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las bolsas de carcaj están diseñadas para facilitar el transporte de electrodos de titanio. Las bolsas pueden almacenar hasta 32 electrodos y están equipadas con bolsillos adicionales para instrumentos de campo (martillo / llave).

Las bolsas de carcaj completas con electrodos de titanio y conectores de electrodo de cable hacen un conjunto perfecto de accesorios para sistemas de cable multielectrodo para estudios eléctricos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

brand

GeoDevice

COTECNO