

## BOLSAS DE MUESTRA Y AMARRES PARA PRUEBA CONO DE ARENA -H-4201



**SKU:** H-4201 | **Categorías:** [Aparatos cono de arena](#), [Compactación y densidad](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Suelos para trabajo en terreno](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

100 bolsas de muestra y amarres, 10 " x 18" (254 x 457 mm)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO