

## PIPETEADOR AZUL BELLTRONIC HASTA 2ML, BELLPIPETA-2ML



Código Cotecno	Código SKU	Descripción	Capacidad (ml)
BellPipetA-2ml	B-01-47-1000-0000	Pipeteador azul Belltronic hasta 2ML. BellPipetA-2ml	2 ml
BellPipetV-10ml	B-01-47-1000-0001	Pipeteador verde Belltronic hasta 10ML. BellPipetV-10ml	10ml
BellPipetR-25ml	B-01-47-1000-0002	Pipeteador rojo Belltronic hasta 25ML. BellPipetR-25ml	25ml

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Manejo de Liquidos](#), [pipeteadores](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO