

**BOMBA DOSIFICADORA PARA ESTACIÓN DOSIFICADORA OPTIMAT 0 - 30 ML: 0,5  
ML, CILINDRO DE VIDRIO**



**SKU:** PG-101 12644 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [Bomba](#), [cilindro](#), [dosificadora](#), [Estación](#), [OPTIMAT](#), [para](#), [vidrio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **BOMBA DOSIFICADORA PARA ESTACIÓN DOSIFICADORA OPTIMAT 0 - 30 ML: 0,5 ML, CILINDRO DE VIDRIO**

Descripción: Bomba dosificadora para gasolineras.

Nombre del producto: OPTIMAT

Volumen y graduación/tamaño: 0-30 ml: 0,5 ml.

Pistón dosificador: pistón de cuerpo macizo de PTFE + labio de sellado

Adecuado para: Ácidos fuertes y productos químicos agresivos.

Autoclavabilidad: no esterilizable en autoclave

Cilindro dosificador: cilindro de vidrio.

Procedimiento de dosificación: procedimiento de dosificación visible

Precisión: menos de +/- 0,6%

Coefficiente de variación: menos de +/- 0,2%

Materiales: vidrio, PTFE, zafiro.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 30

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO