

BOQUILLAS PARA PIPETAS PASTEUR, VOLAC



SKU: PG-D813 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Boquillas](#), [para](#), [Pasteur](#), [Pipetas](#), [VOLAC](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BOQUILLAS PARA PIPETAS PASTEUR, VOLAC

Descripción: Tetinas para pipetas Pasteur.

Nombre del producto: VOLAC

Materiales: fabricado en PVC.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO