

## BOTELLA DE ALMACENAMIENTO, 1000 ML, ADECUADA PARA OPTIFIX HF



**SKU:** PG-10130562 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [adecuada](#), [almacenamiento](#), [botella](#), [OPTIFIX](#), [para](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **BOTELLA DE ALMACENAMIENTO, 1000 ML, ADECUADA PARA OPTIFIX HF**

Descripción: Botella de almacenamiento

Volumen y graduación: 1000 ml.

Característica: Adecuado para OPTIFIX HF

Característica adicional: con tapón de rosca.

Materiales: PTFE

Tamaño: 1000

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO