

BOTELLA DE ALMACENAMIENTO DE 500 ML, ADECUADA PARA OPTIFIX HF



SKU: PG-10130554 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [adecuada](#), [almacenamiento](#), [botella](#), [OPTIFIX](#), [para](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BOTELLA DE ALMACENAMIENTO DE 500 ML, ADECUADA PARA OPTIFIX HF

Descripción: Botella de almacenamiento

Volumen y graduación: 500 ml.

Característica: Adecuado para OPTIFIX HF

Característica adicional: con tapón de rosca.

Materiales: PTFE

Tamaño: 500

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO