

BOTELLA DE LAVADO GUTH -H-3397



SKU: H-3397 | **Categorías:** [Dispensadores](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La botella tiene una bombilla aspiradora con pasadizos integrales y válvula de retención montada en el cuello en un matraz florence de 1.000 ml de borosilicato. Incluye un tubo de entrega doblado y una punta de tubo flexible. Frasco permite un agarre natural con cualquier mano. El índice cierra la abertura mientras que los otros dedos presionan la bombilla y expulsan una corriente de líquido.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO