

BOTELLA DE REACTIVO DE PLÁSTICO, BOCA ESTRECHA - 2000ML



SKU: B-01-21-0111-0104 | **Categorías:** [Botellas de laboratorio](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de plástico de laboratorio](#), [Material plástico de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	Código Sku	Tamaño disponible ml	Material
BellVid-RBotellaPBE-125	B-01-21-0111-0100 125		polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-250	B-01-21-0111-0101 250		polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-500	B-01-21-0111-0102 500		polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-1000	B-01-21-0111-0103 1000		polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-2000	B-01-21-0111-0104 2000		polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-5000	B-01-21-0111-0105 5000		polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-10000	B-01-21-0111-0106 10000		polipropileno

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO