

BOTELLA DE REACTIVO DE PLÁSTICO, BOCA ESTRECHA - 2000ML



SKU: B-01-21-0111-0104 | **Categorías:** [Botellas de laboratorio](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de plástico de laboratorio](#), [Material plástico de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	Código Sku	Tamaño disponible ml	Material
BellVid-RBotellaPBE-125	B-01-21-0111-0100	125	polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-250	B-01-21-0111-0101	250	polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-500	B-01-21-0111-0102	500	polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-1000	B-01-21-0111-0103	1000	polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-2000	B-01-21-0111-0104	2000	polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-5000	B-01-21-0111-0105	5000	polipropileno
BellVid-RBotellaPBE-10000	B-01-21-0111-0106	10000	polipropileno

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO